


	Метод	Образец	Целевое соединение	Картридж ТФЭ	Размеры картриджа	шт/уп	Кат.номер
1	Определение остаточного содержания макролидов в рыбной продукции - ВЭЖХ-МС	Продукты водного промысла	Макролид	RayCure C18 или HLB (ГОСТ 34136-2017) RayCure AL-N (рекоменд. RayKol)	500мг/3мл 2г/6мл	50 50 30	RC-204-16003 RC-204-36473 RC-204-16906
2	Определение остаточного содержания октилфенола, нонилфенола, бисфенола А, диэтилстильбэстрола, эстрола, 17α-этилэстрадиола, 17β-эстрадиола и эстриола в рыбной продукции - ГХ-МС	Продукты водного промысла	Октилфенол, нонилфенол, бисфенол А, диэтилстильбэстрол, эстрон, 17 α-этилэстрадиол, 17 β-эстрадиол, эстриол	RayCure C18 (ГОСТ 32015-2012) RayCure HLB (рекоменд. RayKol)	500мг/3мл 60мг/3мл	50	RC-204-16003 RC-204-36473
3	Определение остаточного содержания трифлуралина в продуктах водного промысла - ГХ	Продукты водного промысла	Трифлуралин	RayCure Silica	500мг/3мл	50	RC-204-16843
4	Определение ацетата мегестрола и ацетата медроксипрогестерона - ВЭЖХ-МС	Мясо, жиры, печень, почки и молоко свиней, крупного рогатого скота и овец	Мегестрола ацетат, Медроксипрогестерона ацетат	RayCure Silica (ГОСТ 33482-2015) RayCure MCX (рекоменд. RayKol)	500мг/6мл 60мг/3мл	30 50	RC-204-16844 RC-204-72855
5	Определение остаточного содержания 5 видов альфа-агонистов в продуктах животного происхождения	Свиная, свиная печень и почки; куриное мясо и печень	Пять видов агонистов α2-рецепторов	RayCure MCX	60мг/3мл	50	RC-204-72855
6	Определение остаточного содержания ципрогептадина и клонидина в тканях свиней	Мясо, печень, почки и моча свиней	Ципрогептадин, Клонидин	RayCure MCX	60мг/3мл	50	RC-204-72855
7	Определение остаточного содержания этапобата в съедобных тканях домашней птицы - ВЭЖХ	Съедобные ткани птицы	Этапобат	RayCure C18 (ГОСТ 34535-2019) RayCure Florisil (рекоменд. RayKol)	500мг/3мл 100мг/1мл	50 100	RC-204-16003 RC-204-16941
8	Определение остаточного содержания ливамизола в молоке - ВЭЖХ	Молоко	Левамизол	RayCure C18 (ГОСТ 34535)	500мг/3мл	50	RC-204-16003
9	Определение остаточного содержания пенициллинов в продуктах водного промысла - ВЭЖХ	Продукты водного промысла	Пенициллин	RayCure HLB	60мг/3мл	50	RC-204-36473
10	Определение остаточного содержания парацетамола в кормах для животных - ВЭЖХ	Мясо, печень и почки свиней, крупного рогатого скота и овец	Ацетаминофен	RayCure HLB	60мг/3мл	50	RC-204-36473
11	Определение остаточного содержания эритромицина в продуктах водного промысла - ВЭЖХ-МС/МС	Продукты водного промысла	Эритромицин	RayCure HLB (ГОСТ 32797)	200мг/6мл	30	RC-204-36476
12	Определение остаточного содержания линкомицина, клиндамицина и спектиномицина в пищевых продуктах животного происхождения - ГХ-МС	Мясо, печень и почки свиней, крупного рогатого скота и кур, молоко и яйца	Линкомицин Клиндамицин Спектиномицин	RayCure HLB (ГОСТ 34136)	60мг/3мл	50	RC-204-36473
13	Определение остаточного содержания авиламицина в съедобных тканях свиней - ЖХ-МС/МС	Мясо, шкуры, печень, почки и жиры свиней	Авиламицин	RayCure Silica (МУ А-1/071) RayCure AL-N (рекоменд. RayKol)	500мг/3мл	50	RC-204-16843 RC-204-16905
14	Определение остаточного содержания хлорамфеникола в молоке - ЖХ-МС/МС	Молоко	Хлорамфеникол	RayCure C18 (ГОСТ 34533)	500мг/3мл	50	RC-204-16003
15	Определение остаточного содержания тиамфеникола в молоке - ВЭЖХ	Молоко	Тиамфеникол	RayCure C18 (ГОСТ 34533)	200мг/3мл	50	RC-204-16002
16	Определение остаточного содержания никарбазина в съедобных тканях курицы - ВЭЖХ	Куриное мясо, печень и почки	Никарбазин	RayCure C18 RayCure HLB (ГОСТ 34535, 54518)	500мг/3мл 500мг/6мл	50	RC-204-16003 RC-204-36477
17	Определение остаточного содержания галофугона в кормах для животных - ВЭЖХ	Куриное мясо, печень и почки	Галофугонин	RayCure HLB	500мг/6мл	30	RC-204-36477
18	Определение остаточного содержания 13 видов сульфаниламидов в кормах для животных - ВЭЖХ	Мясо и печень свиней и кур	13 видов сульфаниламидов	RayCure HLB (ГОСТ 34533-2019) RayCure MCX (рекоменд. RayKol)	60мг/3мл	50	RC-204-36473 RC-204-72855
19	Определение авермектина и остаточного содержания ивермектина в продуктах водного промысла - ВЭЖХ	Продукты водного промысла	Авермектин Ивермектин	RayCure AL-B	1000мг/6мл	30	RC-204-16885
20	Определение остаточного содержания абамектинов в молоке - ВЭЖХ	Молоко	Авермектин	RayCure C18	500мг/6мл	30	RC-204-16004



Определение остаточного содержания ветеринарных препаратов

	Метод	Образец	Целевой компонент	Картридж ТФЭ	Размеры картриджа	шт/уп	Кат.№
21	Определение остаточного содержания диазепама и метаквалона в продуктах животного происхождения – ГХ-МС	Свинина	Диазепам Метаквалон	RayCure C18	500мг/3мл	50	RC-204-16003
22	Определение остаточного содержания 17β-эстрадиола, эстриола и этинилэстрадиола в молоке и молочных продуктах – ГХ-МС	Молоко и молочные продукты	17β-эстрадиол Эстриол Этинилэстрадиол	RayCure C18 RayCure Silica (ГОСТ 32015)	500мг/3мл 500мг/3мл	50	RC-204-16003 RC-204-16843
23	Определение остаточного содержания триметоприма в продуктах водного промысла – ВЭЖХ	Продукты водного промысла	Триметоприм	RayCure C18 (ГОСТ 34533-2019) RayCure MCX (рекоменд. RayKol)	500мг/3мл 60мг/3мл	50	RC-204-16003 RC-204-72855
24	Определение остаточного содержания нифурстилената натрия в кормах для животных – ВЭЖХ-МС/МС	Мясо, печень свиней и кур; яйца	Нифурстиленат натрия	RayCure HLB	60мг/3мл	50	RC-204-36473
25	Определение остаточного содержания циромазина и метаболита меламина в кормах для животных – UPLC-MS	Мясо, печень свиней и кур; яйца	Циромазин и его метаболит меламина	RayCure MCX	60мг/3мл	50	RC-204-72855
26	Определение остаточного содержания циперметрина, фенвалерата и дельтаметрина в продуктах водного промысла – ГХ	Продукты водного промысла	Циперметрин фенвалерат дельтаметрин	RayCure C18	200мг/3мл	50	RC-204-16002
27	Определение остатков дапсона в кормах для животных – ВЭЖХ-МС/МС	Мясо и печень свиней и крупного рогатого скота	Дапсон	RayCure HLB (My A-1/075) RayCure MCX (рекоменд. RayKol)	60мг/3мл	50	RC-204-36473 RC-204-72855
28	Определение азапирона и его метаболита в продуктах питания для животных – ВЭЖХ	Мясо, шкуры с жиром, печень и почки свиней	Азапирон	RayCure MCX	60мг/3мл	50	RC-204-72855
29	Определение остаточных количеств хлорамфениколов в продуктах животного происхождения	Продукты водного промысла, продукты животноводства и побочные продукты животноводства	Хлорамфеникол препараты	RayCure C18 (ГОСТ 34533-2019) RayCure Florisil (рекоменд. RayKol)	500мг/3мл 1000мг/6мл	50 30	RC-204-16003 RC-204-16945
30	Определение меламина в сыром молоке и молочных продуктах	Сырое молоко и молочные продукты	Меламин	RayCure MCX	60мг/3мл	50	RC-204-72855
31	Определение остаточного содержания β-агонистов в пищевых продуктах животного происхождения – ВЭЖХ-МС/МС	Свиная печень и свинина	агонист β-рецепторов	RayCure MCX	60мг/3мл	50	RC-204-72855
32	Определение четырнадцати хинолонов в пищевых продуктах животного происхождения – ВЭЖХ-МС/МС	Мясо, печень, почки свиньи; молоко, яйца	14 видов хинолоновых препаратов	RayCure HLB	200мг/6мл	30	RC-204-36476
33	Определение β-агонистов в пищевых продуктах животного происхождения – ВЭЖХ-МС/МС	Мясо, печень, почки и моча свиньи	агонист β-рецепторов	RayCure HLB RayCure MCX	500мг/6мл 60мг/3мл	30 50	RC-204-36477 RC-204-72855
34	Определение остаточного содержания цефепима и цефтифура в пищевых продуктах животного происхождения – ВЭЖХ-МС/МС	Мышцы животных, печень, почки, яйца, молоко	Цефепим и цефтифур	RayCure C18	500мг/6мл	30	RC-204-16004
35	Определение остаточного содержания пенициллинов в пищевых продуктах животного происхождения – ВЭЖХ-МС/МС	Мясо, печень, почки свиньи; молоко, яйца	Пенициллиновые антибиотики	RayCure HLB	500мг/6мл	30	RC-204-36477
36	Определение остаточного содержания тетрациклинов в пищевых продуктах животного происхождения – ВЭЖХ-МС/МС и ВЭЖХ	Мясо животных и внутренние ткани Продукты водного промысла, молоко	Тетрациклиновые ветеринарные препараты	RayCure HLB	60мг/3мл	50	RC-204-36473
37	Определение остаточного содержания аминогликозидов в тканях животных – ВЭЖХ-МС/МС	Внутренности и мясо животных; Продукты водного промысла	Аминогликозидные препараты	RayCure WCX (ГОСТ 32798-2014) InertSep C18 (рекоменд. RayKol)	200мг/3мл	50	RC-204-16002
38	Определение остаточного содержания сульфонамидов в водных продуктах – ВЭЖХ	Продукты водного промысла	Сульфонамиды	RayCure HLB	60мг/3мл	50	RC-204-36473
39	Определение остаточного содержания метаболитов нитрофурана в свинине, говядине, курице, свиной печени и продуктах водного промысла – ВЭЖХ-МС-МС	Свиная, говяжья, куриная, свиная печень и продукты водного промысла	Метаболиты нитрофурана	RayCure HLB	60мг/3мл	50	RC-204-36473
40	Определение остаточного содержания малахитового зеленого и кристаллического фиолетового в продуктах водного промысла	Продукты водного промысла	Малахитовый зеленый кристаллический фиолетовый	RayCure MCX RayCure AL-N	60мг/3мл 1000мг/6мл	50 30	RC-204-72855 RC-204-16905